

INSTRUCTIVO DE USO

XYLISOL Cassará SPRAY NASAL

1. Composición

Cada 100mL contiene:

• Xilitol	7 g
• Cloruro de Sodio	0,65 g
• Propilenglicol	2 g
• Fosfato disódico anhidro	0,4 g
• Fosfato monosódico anhidro	0,13 g
• EDTA disódico	0,1 g
• Agua purificada	c.s.p. 100mL

2. Indicaciones

Cada vez que se requiera higienización y humectación de las fosas nasales.

3. Finalidad de uso

Xylisol Cassará Spray Nasal es un dispositivo médico indicado para la higienización y humectación de las fosas nasales.

4. Modo de uso

Lactantes, adultos y niños: 1 a 2 aplicaciones en cada fosa nasal, 3 a 4 veces por día o según criterio médico.

5. Contraindicaciones

No se han descrito hasta el momento

6. Advertencias

Usar a temperatura ambiente.

No usar si las fosas nasales se encuentran completamente bloqueadas.

7. Precauciones

Evitar tragar la solución

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

8. Interacciones

No se han descrito hasta el momento

9. Uso durante el embarazo o lactancia

Sin restricciones

10. Uso en Geriatría

No se conocen restricciones en este grupo etario

11. Uso en Pediatría

Ver "Modo de uso"

12. Incidentes adversos

No se han descrito hasta el momento

13. Presentación

- Caja de cartón conteniendo 01 frasco polietileno de alta densidad tipo spray nasal para aproximadamente 250 pulsaciones, con bomba dosificadora y sistema preventivo de contaminación de 25mL.

- Caja de cartón conteniendo 01 frasco polietileno de alta densidad tipo spray nasal para aproximadamente 200 pulsaciones, con bomba dosificadora y sistema preventivo de contaminación de 20mL.

- Caja de cartón conteniendo 01 frasco polietileno de alta densidad tipo spray nasal para aproximadamente 150 pulsaciones, con bomba dosificadora y sistema preventivo de contaminación de 15mL.

14. Condiciones de conservación y almacenamiento

Conservar a temperatura ambiente, menor de 30°C

15. Instrucciones de uso

- Quitar tapa exterior del dispositivo médico
- Introducir el extremo del pulsador en el orificio nasal, manteniendo la cabeza y el frasco en posición vertical.
- Presionar el pulsador hacia abajo, inspirando el spray emitido por el pulsador.
- Lavar la punta del pulsador y colocar la tapa protectora.



16. Periodo de validez

2 años

Fabricado por: Laboratorio Pablo Cassará S.R.L.
Carhué 1096, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina

Para: D&M Pharma Perú S.A.C.
RUC: 20514898961
Av. Pablo Carriquiry N°660, piso 3, Urb. Corpac
San Isidro, Lima – Perú
RS N° DM28401E

Para: Laboratorio D&M Pharma Ltda.
La Concepción 191, Of. 901,
Providencia, Santiago, Chile
Acondicionado y Distribuido por
Laboratorio Pharma Isa Ltda.,
Colo-Colo 261 – 263
Quilicura, Santiago, Chile
Inscripción I.S.P. N° DM/062/10